

STAPLER LINIOWY Z ŁADUNKAMI

STAPLER WEWNĘTRZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

STAPLER LINIOWY Z ŁADUNKAMI

STAPLER WEWNĘTRZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU





NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- **2-stopniowa kontrola zamknięcia**
Pozwala chirurgowi dopasować położenie tkanki przed całkowitym zaciśnięciem szczęk staplera
- **Obsługa jedną ręką**
Możliwość wykorzystania drugiej ręki do innych czynności operacyjnych
- **Dźwignia kontrolująca wystrzał**
Gwarantuje pewny i skuteczny wystrzał
- **Wybór ręcznego lub automatycznego umiejscowienia pinu**
- **Podkładka zabezpieczająca ładunek**
- **Możliwość 11-krotnego przeładowania i 12-krotnego wystrzału staplera**




2-stopniowa kontrola zamknięcia

Zamknięcie szczęk staplera





Strzał



Otwarcie



INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Kod produktu	Produkt	Rozmiar staplera / ładunku	Długość linii zszywek	Liczba rzędów zszywek	Liczba zszywek	Wysokość otwartej zszywki	Kolor ładunku
LS3035	<i>stapler</i>	30	30 mm	2	13	3.5 mm	Niebieski
LSC3035	<i>ładunek</i>	30	30 mm	2	13	3.5 mm	Niebieski
LS3048	<i>stapler</i>	30	30 mm	2	13	4.8 mm	Zielony
LSC3048	<i>ładunek</i>	30	30 mm	2	13	4.8 mm	Zielony
LS30V3	<i>stapler</i>	30	30 mm	3	23	2.5 mm	Biały
LSC30V3	<i>ładunek</i>	30	30 mm	3	23	2.5 mm	Biały
LS4535A	<i>stapler</i>	45	45 mm	2	15	3.5 mm	Niebieski
LSC4535A	<i>ładunek</i>	45	45 mm	2	15	3.5 mm	Niebieski
LS4548A	<i>stapler</i>	45	45 mm	2	15	4.8 mm	Zielony
LSC4548A	<i>ładunek</i>	45	45 mm	2	15	4.8 mm	Zielony
LS6035	<i>stapler</i>	60	60 mm	2	25	3.5 mm	Niebieski
LSC6035	<i>ładunek</i>	60	60 mm	2	25	3.5 mm	Niebieski
LS6048	<i>stapler</i>	60	60 mm	2	25	4.8 mm	Zielony
LSC6048	<i>ładunek</i>	60	60 mm	2	25	4.8 mm	Zielony
LS9035	<i>stapler</i>	90	90 mm	2	33	3.5 mm	Niebieski
LSC9035	<i>ładunek</i>	90	90 mm	2	33	3.5 mm	Niebieski
LS9048	<i>stapler</i>	90	90 mm	2	33	4.8 mm	Zielony
LSC9048	<i>ładunek</i>	90	90 mm	2	33	4.8 mm	Zielony

Wytwórca:

Touchstone International Medical Science Co., Ltd.

278 Dongping Street | Suzhou Industrial Park | 215123 Suzhou | China

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.bbraun.pl

AESULAP CHIFA - firma grupy B. Braun