










# Monomax®

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Igła okrągła haczykowata typu „J” o zakończeniu krótkim tnącym										
 JRC 30s	70 fioletowy									B0041560
1/2 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym										
 HRT 26	70 fioletowy				B0041175	B0041176				
 HRT 40s	90 fioletowy									B0041194
 HRT 40s <small>petla</small>	150 fioletowy					B0041184	B0041185			
 HRT 43s	90 fioletowy									B0041212
 HRT 43s <small>petla</small>	150 fioletowy									B0041203
 HRT 48	90 fioletowy						B0041240	B0041241		
 HRT 48 <small>petla</small>	150 180 200 fioletowy						B0041221	B0041222 B0041434 B0041231		
5/8 koła igła okrągła o zakończeniu trokarowym										
 FRT 65	150 fioletowy						B0041005	B0041006		

# MONOMAX®

Profilaktyka przepuklin pooperacyjnych



# Monomax®

Szwy wchłaniające

## Opis

Monomax® jest syntetycznym, wchłaniającym szwem monofilamentowym z polimeru poli-4-hydroksybutyratu niepowlekanym, dostępnym w kolorze fioletowym. Ze względu na unikalny profil degradacji oraz ekstremalny profil absorpcji szew Monomax® to najlepszy wybór dla procedury zespolenia jamy brzusznej. Zapewnia bezpieczeństwo podczas krytycznej fazy gojenia się jamy brzusznej, utrzymując 60-70% pierwotnej zdolności podtrzymywania tkanki po 90 dniach.

## Właściwości:


### Zdolność podtrzymywania tkankowego:

	USP 2/0, 3/0	USP 1,0
1 miesiąc	~ 90%	~ 90%
3 miesiąc	~ 60 %	~ 70%
5 miesiąc	< 25%	~ 60%
7 miesiąc	0%	~ 50%
Całkowita absorpcja masy szwu: 13 - 36 miesięcy		

## Zastosowanie:

Złoty standard dla procedury zespolenia jamy brzusznej w takich specjalnościach jak:

- Chirurgia ogólna i onkologiczna
- Ginekologia
- Urologia
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia przepuklin – fiksacja siatek przepuklinowych.



## ZŁOTY STANDARD DLA PROCEDURY ZESPOLENIA JAMY BRZUSZNEJ

### Cechy produktu:

- Nadzwyczajna poręczność i zdolność podtrzymywania tkanki
- Idealna adaptacja do brzegów rany
- Elastyczność, giętkość
- Elastyczność wzdłużna aż do 90%
- Wysoka początkowa odporność węzła na rozciąganie
- Maksymalna adaptacja rany do nagłych lub stałych wewnątrzbrzusznych napięć i odruchów warunkowych
- Optymalny profil degradacji

# Monomax®

## Charakterystyka produktu:

Struktura	Monofilament
Kolor	Fioletowy
Skład chemiczny	Poli-4-hydroksybutyrat (Poli-4-hydroksymaślan)
Powleczenie	Niepowlekany
Rodzaj materiału	Syntetyczny
Rozmiary	USP 2/0 - USP 1
Absorpcja	13 - 36 miesięcy (proces hydrolizy i reakcji enzymatycznej)
Sterylizacja	Tłenek etylenu

# Monomax®

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
1/2 koła igła okrągła										
HR 26	70					B0041249	B0041250			
	90					B0041258				
	150					B0041444	B0041441			
	fioletowy									
HR 26s	150						B0041442			
		fioletowy								
HR 30	70					B0041267				
	90					B0041278				
	150					B0041453	B0041455			
	fioletowy									
HR 37	70					B0041015				
	90						B0041024	B0041025		
	fioletowy									
HR 37s	70					B0041034	B0041035	B0041036		
	90						B0041046	B0041047		
	150						B0041043			
	fioletowy									
HR 40	70					B0041057				
	90						B0041066	B0041067		
	fioletowy									
HR 40s	70					B0041086	B0041087	B0041088		
	90						B0041097	B0041098		
	fioletowy									
HR 40s	150						B0041076	B0041077		
		fioletowy								

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
1/2 koła igła okrągła										
HR 43s	90								B0041107	B0041108
		fioletowy								
HR 48	70							B0041128		
	90								B0041137	B0041138
	fioletowy									
HR 48	150							B0041117	B0041118	B0041119
	200									B0041325
	fioletowy									
HR 65	150								B0041147	B0041148
		fioletowy								
HR 76	150									B0041157
		fioletowy								
5/8 koła igła okrągła										
FR 26	70							B0041887	B0041888	B0041889
		fioletowy								
FR 40	70									B0041571
		fioletowy								